

# Flygresor med eldrivna rullstolar och med manuellt drivna rullstolar med elektriska funktioner

På flygresor transporteras rullstolen alltid i lastutrymmet. Måtten på lastluckan varierar och kan skilja sig åt beroende på flygplanstyp.

## Innan du reser

### 1) Mått

Vid bokning av flygresor måste du ange transportmått på din rullstol. Transportmått anger längd, höjd, bredd och vikt när rullstolen är hopfällad, **med hjulen på**. Måtten på din rullstol hittar du i bruksanvisningen men kan ibland skilja sig åt på grund av olika tillbehör. Fråga din förskrivare om du är osäker.

#### Transportmått på min rullstol

Fyll i dina uppgifter här ▼

Rullstolsmodell:		
Längd:	Inklusive benstöd mm	Exklusive benstöd mm
Höjd:	Ej hopfällt ryggstöd mm	Hopfällt ryggstöd mm
Bredd:	Inklusive armstöd mm	Exklusive armstöd mm
Vikt:	kg	

### 2) Batterier

Om du har en eldriven rullstol eller en manuellt driven rullstol med elektriska funktioner måste du vid bokning av flygresor ange vilken typ av batteri din rullstol har. Gelbatterier är det vanligaste. Uppgifter om rullstolens batterier finns i bruksanvisningen.

Typ av batteri på min rullstol: \_\_\_\_\_



### 3) Monteringsanvisning vid flygresan

Se efter om du på leverantörens hemsida kan hitta "Monteringsanvisning vid flygresan", ett informationsblad som kan fästas på rullstolen och som hjälper personalen på flygplatsen att se hur rullstolen fälls ihop och hur batterier hanteras vid flygresan.

### När du reser

Rullstolen fraktas alltid i flygplanets lastutrymme. Antingen får du lämna rullstolen vid flygplansdörren eller vid incheckningen. I så fall får du hjälp med att flytta över till en av flygplatsens rullstolar.

Om olyckan är framme och rullstolen skulle ha skadats eller gått förlorat under flygresan är det mycket viktigt att du anmäler skadorna/förlusten genast, innan du lämnar flygplatsen.

Mer information kan du hitta i Luftfartsstyrelsens "Flygresehandboken för funktionshindrade" på [www.luftfartsstyrelsen.se](http://www.luftfartsstyrelsen.se)

Detta dokument och rapporten "Rullstolar i kollektivtrafiken, Individ- och samhällsperspektiv" finns att ladda ner från Hjälpmedelsinstitutets webbplats [www.hi.se/kollektivtrafik](http://www.hi.se/kollektivtrafik)